

된 신티그람을 얻음으로써 진단에 많은 도움을 받았기에 이에 관한 경험을 소개하고자 한다.

임상대상은 1980년 9월부터 1981년 3월까지의 6개월간 가톨릭의대 부속 성모병원 방사선과 핵의학 겸사실에서 전이성 골암을 비롯한 몇 가지 골·관절 질환 때문에 골신티그라피 검사를 받은 환자 15명 이었다.

신티그라피는 Ohio nuclear 회사제 sigma 410형 감마카메라를 사용하여 실시하였으며, 바늘구멍의 직경 3 mm, 전체의 높이 37 cm 되는 pingole 조준기를 사용하였다. 핵제제는  $^{99m}\text{Tc}$ -MDP(metlylene diphosphate)를 사용하였으며, 15~20 mCi를 정맥주사한 다음 2시간 후에 신티그라피를 실시하였다.

우리들이 경험한 15예의 질환별 빈도를 보면, 골전이 암 2예, 무균성 골파괴 2예, Epiphysiolyis 1예, 결핵성 및 세균성 척추염 3예, 세균성 골수염 1예, 활막염 2예, 골절 3예, 척추의 퇴행성 변화 1예이었다.

Pin-hole 조준기의 높은 해상력을 이용하여 얇은 결론을 요약해 보면, (1) X선 사진이나 보통 골신티그라피에 나타나지 않았던 병변을 발견할 수 있었고, 의심스러웠던 병변을 확진할 수 있었으며, (2) 골병변의 해부학적 위치를 정확하게 파악할 수 있었고, 주위조직과의 관계를 살피는데 큰 도움이 되었다. 또한 (3) 괴사성 골병변과 염증성 병변의 감별, 그리고 염증성 병변의 감별, 그리고 염증성 병변내에 혼재하고 있는 작은 국한성 괴사성 변화를 알아내는데 도움이 되었으며, (4) 고(股)판절에서는 무균성 골괴사(aseptic necrosis), 활막염(synovitis) 그리고 epiphysiolyis의 감별에 도움이 되었으며, (5) 척추골에서는 퇴행성 변화와 전이암과의 감별에 도움이 되었다,

### 32. 다발성 골수종 3예에서 관찰된 $^{99m}\text{Tc}$ -MDP 골신티그라피소견

가톨릭의대 방사선과

박석희 · 김춘열 · 박용희

다발성 골수종은 비교적 흔히 보는 악성종양의 하나로서 단순 X선사진상 수 mm에서 수 cm 되는 원형다발성 골파괴음영과 미만성 골질 감소를 나타낸다. 그러나 이와 같은 골파괴음영은 암의 골전이에서도 나타나는 X선 소견이기 때문에 이 두 질병의 X선 감별은 단은 용이한 일이 아니다.

최근 골신티그라피가 크게 발달됨에 따라 많은 골질환이 그 검사대상이 되고 있는데, 특히 암의 골전이에

대해서는 적지 않은 경험이 쌓였다. 그러나 다발성 골수종에서 나타나는 신티그라피 소견에 관한 지식은 아직 다져져 있지 않은 것 같으며, 저자에 따라 큰 견해 차이를 드러내고 있다.

저자들은 지난 1년동안 3예의 다발성 골수종 환자를 대상으로  $^{99m}\text{Tc}$ -MDP 골신티그라피를 실시하여 몇 가지 소견을 얻었다. 그 내용을 요약하면, (1) 두부 X선사진상 경계가 흐릿한 골파괴상을 나타낸 2예에서는 방사능의 미만성 증가를 나타냈으나, (2) 경계가 예리한 골파괴상을 나타낸 1예에서는 별다른 이상 소견이 나타나지 않았다. 이 중례에서는 또한 좌쇄골 골절부위에서 현저한 방사능 집적을 볼 수 있었다.

증례가 불과 3예에 지나지 않기 때문에 아무런 결론도 내릴 수 없을 것이다. 다만, 두개골 X선 사진상에 나타난 골파괴음영의 경계가 예리한 증례에서 보다는 흐릿한 증례에서 방사능의 이상 집적이 잘 일어나는 것 같은 인상을 받았다. 또한 두부에서 미만성 방사능 증가를 보였던 2예는 모두 혈청단백 전기영동검사 결과 IgA 형 골수종으로 밝혀졌다.

### 33. $^{99m}\text{Tc}$ -DTPA를 이용한 정상인의 Renogram 곡선의 분석

연세의대 방사선과

서진석 · 유형식 · 박창윤

Renogram은 방사성동위원소 물질이 신장을 통하여 배설되는 시간—방사능을 곡선으로 나타내어 신장의 기능 상태를 알아내는 검사 방법이며, 방사성표기화합물로는 대개  $^{131}\text{I}$ -Hippuran이나  $^{99m}\text{Tc}$ -DTPA 등이 이용되어 왔다.

과거  $^{131}\text{I}$ -Hippuran Renogram은 체외 표면에서 Probe moniter로 곡선을 구하였으므로 AOI의 부정확성과 주위 방사능에 대한 수정이 불가피하였으나 최근 컴퓨터를 이용한 감마카메라의 발달로  $^{99m}\text{Tc}$ -DTPA Renogram은 신장의 정확한 AOI를 그릴 수 있으며 주위 조직 방사능을 제거할 수 있어 신장의 기능을 더욱 정확히 측정할 수 있게 되었다.

이제까지  $^{131}\text{I}$ -Hippuran을 사용한 신장 기능의 분석은 많이 보고되어 왔다.

이에 본 저자들은 감마카메라를 이용한  $^{99m}\text{Tc}$ -DTPA Renogram 곡선을 Hydration을 시킨군과 Hydration을 시키지 않은 군에서의 배설곡선의 차이를 분석하여 이를 보고하는 바이다.