

Accufuser - plus kit

가 :

Patient - Controlled Analgesia Using Accufuser - plus kit after Arthroscopic Rotator Cuff Repair: Subacromial Catheter vs Intravenous Injection

1)

1) .

가

Accufuser - plus kit 가 50
 가 27 , 가 23 54 (33~73) . 0.5%
 bupivacaine 가 20 , fentanyl ketorolac tromethamine
 20 10
 12 72 가 48
 Visual Analogue Scale (VAS) . 3 , 3
 가

VAS 2.9, 3.4 2.8
 7.6, 7.4 9.0 . 12, 24, 36, 48, 72 VAS
 5.8, 4.9, 4.9, 4.4, 4.1 , 6.4, 5.7, 5.3, 5.3, 4.3 9.0, 9.0,
 7.8, 6.4, 5.0 . 24 48 48
 가 , 72
 가 12 VAS가 가
 가 가
 가 가
 3 가 , , 가 . , 20
 3 3 . ,

Accufuser - plus kit

가

가